

EPITACT GINOCCHIERA PER LEGAMENTI

USO NON CONTINUATIVO

LESIONE DEI LEGAMENTI, DISTORSIONE DI MEDIA GRAVITÀ – Postumi di distorsione grave



Sostiene, stabilizza e dà sollievo al ginocchio grazie alla tenuta articolare rinforzata.

PATOLOGIA:

Il danno ai legamenti (distorsione o rottura) del ginocchio è provocato dalla torsione dell'articolazione (movimento improprio o trauma) che causa un dolore immediato. Dopo la distorsione il paziente non può riprendere subito l'attività fisica: zoppicamento, impressione che il ginocchio «non tenga» o si pieghi, ecc.

SOLUZIONE:

Questa ginocchiera è raccomandata in presenza di lesioni traumatiche dei legamenti, distorsioni di media gravità e postumi di distorsioni gravi. Il tessuto elastico 3D incrociato agisce come un bendaggio grazie alla maglia fitta. Esercita una compressione che migliora la percezione sensoriale dell'articolazione contribuendo a stabilizzarla. Le stecche laterali flessibili rafforzano il sostegno del ginocchio.

La ginocchiera renderà sicuri i movimenti e favorirà la rieducazione.

Taglie	1	2	3	4	5
Codice	974035545	974035558	974035560	974035572	974035584



TENUTA ARTICOLARE propriocettiva

- Effetto bendaggio: tenuta rinforzata del ginocchio.
- Benda elastica siliconata: tenuta eccellente.
- Cuscinetto brevettato dietro al ginocchio: evita fastidi ed irritazioni.
- Maglia anticompressiva sulla rotula: non esercita pressione.
- Maglia microperforata: evaporazione del sudore, massimo comfort.

La nuova tecnologia **3D** per l'ortopedia leggera in farmacia.
Una rivoluzione che abbina tessuti 3D di compressione con nuovi elementi di tecnologia
addizionale di supporto e protezione.

Inserti di silicone e taping automontanti per una migliore vita in movimento.